




# STENT BILIAR



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>MARCA</b>	LOAIZA NARANJO JOSE ALEXANDER
<b>MODELO</b>	ST-STDP-STC-STP
<b>TITULAR</b>	LOAIZA NARANJO JOSE ALEXANDER/ENDOCOL
<b>INVIMA</b>	2017DM-0016745
<b>CONTRAINDICACIONES</b>	VER ANEXOS
<b>USOS:</b>	Prótesis biliar están destinados para drenar obstrucciones biliares y / o pancreática a través endoscopios.
<b>VIDA UTIL</b>	2 AÑOS
<b>MODO DE CONSERVACION</b>	<p>No coloque ningún objeto sobre el aparato o de su paquete.</p> <p>No guarde los instrumentos cerca de productos químicos agresivos.</p> <p>No exponga los instrumentos a la luz solar directa o indirecta o de otros rayos ultravioletas.</p> <p>Mantenga en un lugar seco a 10 ° a 30 ° C</p>
<b>PRECAUCIONES</b>	<p>No reusar</p> <p>Se recomienda el uso único y exclusivo por personal Medico</p> <p>Esterilizar el producto con Peróxido de Hidrogeno antes de su uso.</p>
<b>COMPOSICION</b>	TEFLON PTFE

## **Modelos:**

ST: DESDE 5frX7CM 5frX8CMS 5frX10CMS 5frX12CMS 15frX15CM  
7frX7CM 7frX8CMS 7frX10CMS 7frX12CMS 7frX15CM  
8frX7CM 8frX8CMS 8frX10CMS 8frX12CMS 8frX15CM  
10frX7CM 10frX8CMS 10frX10CMS 10frX12CMS 10frX15CM  
12frX7CM 12frX8CMS 12frX10CMS 12frX12CMS 12frX15CM  
15frX7CM 15frX8CMS 15frX10CMS 15frX12CMS 15frX15CM

STDP: DESDE 5frX7CM 5frX8CMS 5frX10CMS 5frX12CMS 15frX15CM  
7frX7CM 7frX8CMS 7frX10CMS 7frX12CMS 7frX15CM  
8frX7CM 8frX8CMS 8frX10CMS 8frX12CMS 8frX15CM  
10frX7CM 10frX8CMS 10frX10CMS 10frX12CMS 10frX15CM  
12frX7CM 12frX8CMS 12frX10CMS 12frX12CMS 12frX15CM  
15frX7CM 15frX8CMS 15frX10CMS 15frX12CMS 15frX15CM

STC: DESDE 5frX7CM 5frX8CMS 5frX10CMS 5frX12CMS 15frX15CM  
7frX7CM 7frX8CMS 7frX10CMS 7frX12CMS 7frX15CM  
8frX7CM 8frX8CMS 8frX10CMS 8frX12CMS 8frX15CM  
10frX7CM 10frX8CMS 10frX10CMS 10frX12CMS 10frX15CM  
12frX7CM 12frX8CMS 12frX10CMS 12frX12CMS 12frX15CM  
15frX7CM 15frX8CMS 15frX10CMS 15frX12CMS 15frX15CM

STP: DESDE 5frX7CM 5frX8CMS 5frX10CMS 5frX12CMS 15frX15CM  
7frX7CM 7frX8CMS 7frX10CMS 7frX12CMS 7frX15CM  
8frX7CM 8frX8CMS 8frX10CMS 8frX12CMS 8frX15CM  
10frX7CM 10frX8CMS 10frX10CMS 10frX12CMS 10frX15CM  
12frX7CM 12frX8CMS 12frX10CMS 12frX12CMS 12frX15CM  
15frX7CM 15frX8CMS 15frX10CMS 15frX12CMS 15frX15CM

## REFERENCIAS SEGÚN MODELOS

MODELOS POR REFERENCIA Y MEDIDAS ST-STDP-STC-STP	LONGITUD (cms)	DIAMETRO (FR)	COMPATIBLE	VIDA UTIL
5X7	5	7	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
5X8	5	8	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
5X10	5	10	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
5X12	5	12	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
7X7	7	7	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
7X8	7	8	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
7X10	7	10	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
7X12	7	12	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
8X7	8	7	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
8X8	8	8	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
8X10	8	10	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
8X12	8	12	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
10X7	10	7	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
10X8	10	8	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
10X10	10	10	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
10X12	10	12	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
12X7	12	7	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
12X8	12	8	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
12X10	12	10	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
12X12	12	12	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
15X7	15	7	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
15X8	15	8	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
15X10	15	10	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
15X12	15	12	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS
15X15	15	15	DUODENOSCOPIOS	2 AÑOS